


Allflex Transponder-Ohrmarke / Technisches Datenblatt



Gewicht Transponder-Lochteil: ca. 13,9 g

Gewicht Dornteil ca. 4 g

Codierung der Transponder- bzw. Ohrmarkennummer entspricht der ISO-Norm 11784

RFID (Radio-Frequenz-Identifikation) - Transponder zum berührungslosen und automatischen Identifizieren mit Lesegeräten entsprechend der ISO-Norm 11785

Lesen-Abstände bzw. -Reichweiten:

ca. 20 bis 30 cm mit mobilen Lesegeräten, bis zu 100 cm mit stationären Lesegeräten (Abstand zwischen Transponder-Ohrmarke und Lesegerät)

